

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nars Para Wb, Elisa - O43776

Número de artículo: CM0013639



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NARS validado para WB y ELISA frente a la asparagina--ARNt ligasa humana y de ratón. Se dirige a una enzima citoplasmática de 63 kDa esencial para la síntesis de proteínas y la señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NARS pAb de conejo
Observaciones/Alias	NARS; ASNRS; NEDMILG; NEDMILEG
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4677
ID del gen	4677
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 309-548 de NARS humana (NP_004530.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	O43776
Peso de la proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo