

Anticuerpo Policlonal Anti-Nasp Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49321

Número de artículo: CM0027878



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NASP humano (proteína autoantigénica nuclear del espermatozoide) validado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de redes de chaperonas de histonas y replicación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NASP pAb Conejo
Observaciones/Alias	HMDRA1; FLB7527; PRO1999; NASP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4678
ID de Gen	4678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-449 del NASP humano (NP_689511.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49321
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo