

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nat1 Para If/Icc, Elisa - P18440

Número de artículo: CM0002913



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NAT1 de alta especificidad validado para IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con NAT1 humano, de ratón y de rata (34 kDa). Ideal para estudios de metabolismo de fármacos, farmacogenómica e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac mAb Conejo NAT1
Observaciones/Alias	AAC1; MNAT; NATI; NAT-1; NAT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9
Immunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de NAT1 humano (P18440)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18440
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo