

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nat1 Para Wb Y Elisa - P18440

Número de artículo: CM0022140



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NAT1 humana (N-acetiltransferasa 1 de arilamina), validado para WB y ELISA. Reconoce una enzima citoplasmática de 34 kDa implicada en la detoxificación de fármacos y la bioactivación de carcinógenos, adecuada para investigación farmacogenética y toxicológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAT1 pAb de conejo
Observaciones/alias	AAC1; MNAT; NATI; NAT-1; NAT1
Especie	Humana
GeneID (humano)	9
GeneID	9
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de NAT1 humana (NP_001153646.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P18440
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo