

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nat10 ( ) Para Citometría De Flujo Intracelular - Q9H0A0

Número de artículo: CM0011198



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NAT10 humano, validado para citometría de flujo intracelular. Dirigido contra la acetiltransferasa de ARN implicada en la estabilidad del ARNm y la biogénesis de los ribosomas. Ideal para investigación de DIV y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | anticuerpo monoclonal de conejo anti-NAT10 humano                                                                              |
| Observaciones/Alias | ALP; Kre33; NET43                                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                         |
| GeneID (humano)     | 55226                                                                                                                          |
| GeneID              | 55226                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 750-1025 de NAT10 humano (Q9H0A0) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                         |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                       |
| Aplicación          | FC (intra)                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                         |
| SWISS               | Q9H0A0                                                                                                                         |
| Peso molecular      | 116 kDa                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                 |