


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nat10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0A0

Número de artículo: CM0003145



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra NAT10 (acetiltransferasa de citidina de ARN). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la acetilación de ARNm y el procesamiento de ARNr.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NAT10 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ALP; Kre33; NET43; NAT10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55226
GeneID	55226
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 750-1025 del NAT10 humano (Q9H0A0)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0A0
Peso Proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo