

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nat10 [Validado Por Kd] Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H0A0

Número de artículo: CM0004693



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD que se dirige a NAT10 humano (acetiltransferasa de citidina de ARN). Adecuado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar modificaciones de ARN ac4C y la biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-NAT10 [Validado por KD]
Observaciones/Alias	ALP; Kre33; NET43
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55226
GeneID	55226
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 676-1025 de NAT10 humano (NP_078938.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0A0
Peso Proteico	116 kDa/107 kDa
Envío	Bolsa de hielo