

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nat8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhe5

Número de artículo: CM0030673

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a NAT8 humano, adecuado para aplicaciones WB, IHC-P y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre acetilación de proteínas, apoptosis y desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	NAT8 Rabbit pAb
Notas/Alias	GLA, CML1, CCNAT, Hcml1, ATase2, TSC501, TSC510, NAT8
Especie	Humano
ID del gen	9027 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-220 de NAT8 humano (Q9UHE5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHE5
Peso molecular de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo