

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nat8B (Cml2, Atase1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhf3

Número de artículo: CM0028096

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NAT8B de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce NAT8B (CML2/ATase1) humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la acetilación de lisinas en el RE y la investigación sobre neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NAT8B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CML2; Hcml2; NAT8BP; NAT8B
Especie	Humano
GenID	51471
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 75-165 del NAT8B humano (NP_057431.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHF3
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo