

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nat9 Para Wb Y Elisa - Q9Bte0

Número de artículo: CM0030690

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NAT9 humana (alfa/beta-tubulina-N-acetiltransferasa 9), adecuado para Western blot y ELISA. Ideal para investigación de acetilación de tubulina y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAT9 Rabbit pAb
Notas / Alias	EBSP; hNATL; NAT9
Especie	Humana
GeneID (Humana)	26151
GeneID	26151
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-207 de la NAT9 humana (NP_056469.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9BTE0
Peso molecular de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo