


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Péptido Natriurético A Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01160

Número de artículo: CM0007839



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Péptido Natriurético A validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. El inmunógeno recombinante se dirige a la hormona cardíaca que regula la presión arterial, el equilibrio de líquidos y la remodelación cardiovascular. P01160.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo contra Péptido Natriurético A
Observaciones/Alias	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4878
GeneID	4878
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-151 del Péptido Natriurético A humano (NP_006163.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01160
Peso de la Proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo