


Anticuerpo Monoclonal Anti-Nav1.5/Scn5A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14524

Número de artículo: CM0008136



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Nav1.5/SCN5A, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige al canal de sodio dependiente de voltaje cardíaco, esencial para la iniciación del potencial de acción. Ideal para investigación cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Nav1.5/SCN5A
Observaciones/Alias	HB1, HB2, HH1, IVF, VF1, HBBB, ICCD, LQT3, SSS1, CDCD2, CMD1E, CMPD2, PFHB1, Nav1.5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6331
ID de Gen	6331
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 273-357 del Nav1.5/SCN5A humano (NP_000326.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14524
Peso Molecular de la Proteína	221-227 kDa
Envío	Bolsa de hielo