

Anticuerpo Policlonal Anti-Naxe Para Wb, Elisa - Q8Ncw5

Número de artículo: CM0015273

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NAXE humano (AIBP/APOA1BP). Detecta NAXE de humano, ratón y rata. Adecuado para WB y ELISA. Se dirige a una NAD(P)H-hidrato epimerasa mitocondrial implicada en el eflujo de colesterol y la regulación vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NAXE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIBP; PEBEL; YJEFN1; APOA1BP; NAXE
Especie	Humano
GeneID (Humano)	128240
GeneID	128240
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 48-170 de NAXE humano (NP_658985.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NCW5
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo