

Anticuerpo Policlonal Anti-Nbas Para Wb, If/Icc, Elisa - A2Rrp1

Número de artículo: CM0025204

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-NBAS de conejo purificado por afinidad validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con NBAS humano y de rata. Herramienta de investigación para estudios de transporte retrógrado de Golgi a ER y neuroblastoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NBAS Rabbit pAb
Notas/Alias	NAG; SOPH; ILFS2; NBAS
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51594
ID del gen	51594
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 del NBAS humano (NP_056993.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	A2RRP1
Peso de la proteína	269kDa
Envío	Bolsa de hielo