


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nbr1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14596

Número de artículo: CM0030767



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-NBR1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad humana, de ratón y rata. Adaptador de autofagia implicado en la inmunidad innata y la agregación de proteínas. Ideal para la investigación de autofagia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NBR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IAI3B; M17S2; MIG19; 1A1-3B; NBR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4077
GeneID	4077
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-85 del NBR1 humano (NP_005890.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14596
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo