

Anticuerpo Policlonal Anti-Nbs1/Nbn Para Wb, If/Icc, Elisa - O60934

Número de artículo: CM0027592



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo anti-NBS1/NBN (Nibrina), validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para estudios de reparación del ADN e integridad de los telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NBS1/NBN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, NBS1/NBN
Especie	Humano
ID de Gen	4683
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 650-750 de NBS1/NBN humano (NP_002476.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60934
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo