

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nbs1/Nbn (Validado Mediante Ko) Para Wb, Ihc-P Y Elisa - O60934

Número de artículo: CM0017899



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NBS1/NBN (Nibrina), validado mediante KO. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce proteínas humanas, de ratón y de rata. Dirigido a la reparación del ADN y el mantenimiento de los telómeros. SWISS: O60934.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] Anticuerpo policlonal de conejo contra NBS1/NBN
Observaciones/alias	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, BN
Especie	Humana
GeneID (humano)	4683
GeneID	4683
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-754 de NBS1/NBN humana (NP_002476.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	O60934
Peso de la proteína	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo