

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ncald Para Wb Y Elisa - P61601

Número de artículo: CM0031026

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la neurocalcina delta (NCALD) humana. Apto para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre señalización por calcio y tejidos neuronales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NCALD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NCALD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83988
GeneID	83988
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-193 de la NCALD humana (NP_114430.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61601
Peso molecular de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo