

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Polymab® Anti-Ncam (Cd56) Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P13591 / P1595

Número de artículo: CM0009762



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra NCAM (CD56) para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata; adecuado para investigación en neurociencia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PolymAb® de conejo anti-NCAM
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especies	Humano/Ratón
ID del gen (Humano)	4684
ID del gen	4684/17967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-413 de CD56 humano/ratón (NP_851996.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13591/P1595
Peso proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo