

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ncam Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13591

Número de artículo: CM0003959



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra NCAM humano (CD56, NCAM1), validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Ideal para estudiar la adhesión neuronal, el crecimiento de neuritas y los mecanismos de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NCAM Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4684
GeneID	4684
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 758-858 del NCAM humano (NP_000606.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo