

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ncam1/Cd56 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13591

Número de artículo: CM0013084



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NCAM1/CD56 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce homólogos de ratón y rata; adecuado para estudios de adhesión celular neural, crecimiento de neuritas e interacciones de receptores virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	NCAM1 / CD56 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 759-858 de NCAM1 / CD56 humano (NP_851996.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo