

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ncam/Cd56 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13595

Número de artículo: CM0005964



Introducción

El Anticuerpo Monoclonal de Conejo NCAM/CD56 (P13595) de CamelBio, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconoce isoformas de NCAM de ratón y rata (67-119 kDa). Ideal para estudios de neurociencia y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo NCAM /CD56
Observaciones/Alias	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1; NCAM /CD56
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	17967
GeneID	17967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-711 del NCAM /CD56 de ratón (NP_001106675.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P13595
Peso Proteico	67kDa/80kDa/93kDa/119kDa
Envío	Bolsa de hielo