

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ncaph Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15003

Número de artículo: CM0025483



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a NCAPH (subunidad 2 del complejo condensina) para aplicaciones WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano. Ideal para la investigación de la condensación de cromosomas y el ciclo celular. SWISS: Q15003.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NCAPH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAPH; BRRN1; CAP-H; MCPH23; NCAPH
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23397
ID de Gen	23397
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 del NCAPH humano (NP_056156.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15003
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo