


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ncbp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52298

Número de artículo: CM0027239



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NCBP2 validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Detecta NCBP2 (CBP20) humano y de ratón, una subunidad clave del complejo de unión al cap nuclear esencial para el empalme de pre-mRNA, exportación y regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NCBP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CBC2; NIP1; CBP20; PIG55; NCBP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22916
GeneID	22916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-156 de NCBP2 humano (NP_031388.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P52298
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo