

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ncf4/P40-Phox Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15080

Número de artículo: CM0003235



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NCF4/p40-phox humano (Q15080), validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Adecuado para estudiar la función de la NADPH oxidasa fagocítica y la enfermedad granulomatosa crónica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo NCF4/p40-phox
Observaciones/Alias	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
Especie	Humano
ID del Gen	4689
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 240-339 del NCF4/p40-phox humano (Q15080)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15080
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo