

Anticuerpo Policlonal Anti-Ncf4/P40-Phox Para Wb, Elisa - Q15080

Número de artículo: CM0024308



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NCF4/p40-phox humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta p40-phox endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el complejo oxidasa NADPH en células fagocíticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NCF4/p40-phox Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
Especie	Humano
GeneID	4689
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-190 de NCF4/p40-phox humano (NP_038202.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15080
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo