

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nck1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16333

Número de artículo: CM0010320



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo NCK1 validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta NCK1 humano, de ratón y de rata (43kDa, P16333). Se dirige a la proteína adaptadora SH2/SH3 involucrada en la señalización de factores de crecimiento, regulación de la traducción y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo NCK1
Observaciones/Alias	NCK; nck-1; NCKalfa; NCK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4690
GeneID	4690
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del NCK1 humano (P16333))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16333
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo