

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nck1 Para Wb Y Elisa - P16333

Número de artículo: CM0018253



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NCK1 (NCKalfa), una proteína adaptadora SH2/SH3. Adecuado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Para investigar vías de señalización de receptores y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NCK1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NCK; nck-1; NCKalfa; NCK1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4690
ID del Gen	4690
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 58-377 de NCK1 humano (NP_006144.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16333
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo