


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nck2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43639

Número de artículo: CM0026262



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NCK2 de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta NCK2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización de factores de crecimiento y la regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NCK2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GRB4; NCKbeta; NCK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8440
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-380 de NCK2 humano (NP_003572.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43639
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo