

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nckap1 Para Wb, Elisa - Q9Y2A7

Número de artículo: CM0017213



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NCKAP1 para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. El objetivo forma parte del complejo WAVE, que regula la formación de lamelipodios y la dinámica del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NCKAP1
Observaciones/alias	HEM2; NAP1; NAP125; p125Nap1; NCKAP1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10787
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de NCKAP1 humano (NP_038464.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y2A7
Peso molecular	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo