


Anticuerpo Policlonal Anti-Ncoa1 Para Wb, Elisa - Q15788

Número de artículo: CM0018593



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra NCOA1/SRC1 humano, adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la coactivación de receptores nucleares y la remodelación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-NCOA1
Observaciones/Alias	SRC1; KAT13A; RIP160; F-SRC-1; bHLHe42; bHLHe74; NCOA1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	8648
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 720-980 de NCOA1 humano (NP_003734.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15788
Peso Molecular de la Proteína	157kDa
Envío	Bolsa de hielo