

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ncoa3 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y6Q9

Número de artículo: CM0021205



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NCOA3 (pAb), obtenido en conejo contra NCOA3 humano. Validado para WB, IP y ELISA, ideal para estudiar la señalización de los receptores nucleares, la remodelación de la cromatina y la coactivación transcripcional. - Q9Y6Q9

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NCOA3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ACTR; AIB1; RAC3; SRC3; pCIP; AIB-1; CTG26; SRC-3; CAGH16; KAT13B; TNRC14; TNRC16; TRAM-1; bHLHe42; NCOA3
Especie	Humana
GeneID (humano)	8202
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de NCOA3 humano (NP_858045.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9Y6Q9
Peso de la proteína	155 kDa
Envío	Bolsa de hielo