


Anticuerpo Policlonal Anti-Ncoa4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13772

Número de artículo: CM0030442



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NCOA4 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para investigación en ferritinofagia, homeostasis del hierro y coactivación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NCOA4 Rabbit pAb
Notas / Alias	RFG, ELE1, PTC3, ARA70, NCOA4
Especie	Humana
GeneID (humana)	8031
GeneID	8031
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de NCOA4 humana (NP_005428.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q13772
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo