


Anticuerpo Policlonal Anti-Ncoa7 Para Wb, Elisa - Q8Ni08

Número de artículo: CM0013520



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NCOA7 de alta calidad, validado para Western blot (WB) y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. NCOA7 es un coactivador de receptores nucleares y un protector contra el estrés oxidativo, útil en investigaciones sobre el cáncer y la neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NCOA7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ESNA1; TLDC4; ERAP140; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; dj187j11.3; NCOA7
Especie	Humana
GenelD (humano)	135112
GenelD	135112
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de NCOA7 humano (NP_861447.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q8Ni08
Peso molecular	106 kDa
Envío	Bolsa de hielo