


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ncoa7 Para Wb, Elisa - Q8Ni08

Número de artículo: CM0006094



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NCOA7 humano, validado para Western blot y ELISA. Reconoce NCOA7 humano y de ratón, un coactivador de receptores nucleares implicado en la regulación transcripcional, la protección contra el estrés oxidativo y la inhibición de la entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NCOA7 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NCOA7; ERAP140; ESNA1; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; TLDC4; dj187j11.3; coactivador del receptor nuclear 7
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	135112
ID de gen	135112
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 777-942 de NCOA7 humano (NP_861447.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8Ni08
Peso proteico	12 kDa/25 kDa/28 kDa/33 kDa/92-106 kDa
Envío	Bolsa de hielo