

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ncor1 Para Wb - 075376

Número de artículo: CM0027680



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al correpresor del receptor nuclear 1 (NCOR1), adecuado para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de represión de la transcripción y dinámica de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NCOR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	N-CoR, TRAC1, N-CoR1, hN-CoR, PPP1R109, NCOR1
Especie	Humano
ID de Gen	9611
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-200 del NCOR1 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075376
Peso Proteico	270kDa
Envío	Bolsa de hielo