


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ncor2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y618

Número de artículo: CM0026617



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NCOR2 (SMRT) humano. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la remodelación de cromatina y la represión transcripcional mediada por receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NCOR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SMRT; TRAC; CTG26; SMRTE; TRAC1; N-CoR2; TNRC14; TRAC-1; SMAP270; SMRTE-tau; NCOR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9612
GeneID	9612
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-113 de NCOR2 humano (NP_006303.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y618
Peso proteico	274kDa
Envío	Bolsa de hielo