

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ncr1 Para Wb Y Elisa - 076036

Número de artículo: CM0028754



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NCR1 humano (NKp46, CD335) para Western blot y ELISA. Detecta NCR1 humano; ideal para la biología de las células asesinas naturales y la investigación de inmunoterapia contra el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NCR1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LY94, CD335, NKP46, NK-p46, NCR1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9437
ID de Gen	9437
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-254 del NCR1 humano (NP_004820.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O76036
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo