

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ncr1 Para Wb, Elisa - O76036

Número de artículo: CM0018326



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-humano NCR1 (CD335, NKp46) validado para WB y ELISA. Reconoce el receptor 1 desencadenante de citotoxicidad natural humano, de ratón y de rata; ideal para la investigación en biología de células NK e inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NCR1
Observaciones/Alias	LY94; CD335; NKP46; NK-p46; NCR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9437
GeneID	9437
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 151-303 del NCR1 humano (NP_001138929.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O76036
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo