

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ncr3 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14931

Número de artículo: CM0007195



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NCR3 de alta calidad, validado para WB, IF/ICC, FC (intracelular) y ELISA. Se dirige al receptor 3 desencadenante de la citotoxicidad natural (NKp30/CD337) en células NK humanas, crucial para la destrucción de células tumorales y la maduración de las células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-NCR3
Observaciones/Alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; receptor 3 desencadenante de la citotoxicidad natural
Especie	Humana
GeneID (humano)	259197
GeneID	259197
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC (intracelular), ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O14931
Peso de la proteína	16 kDa/17 kDa/18 kDa/19 kDa/20 kDa/21 kDa
Envío	Bolsa de hielo