

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ncs1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62166

Número de artículo: CM0013382



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NCS1 humano (sensor neuronal de calcio 1, homólogo de frequenina). Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Peso molecular previsto: 22 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NCS1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	FLUP, FREQ, NCS1
Especie	Humano
GenelD (humano)	23413
GenelD	23413
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de NCS1 humano (NP_055101.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P62166
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo