


Anticuerpo Policlonal (Pab) De Conejo Anti-Ncstn Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92542

Número de artículo: CM0015363



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NCSTN (nicastrina) humana, una subunidad de la gamma-secretasa. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la enfermedad de Alzheimer y la señalización Notch.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-NCSTN
Observaciones/Alias	ATAG1874; NCSTN
Especie	Humano
ID de gen (humano)	23385
ID de gen	23385
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 429-669 de la NCSTN humana (NP_056146.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q92542
Peso de la proteína	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo