


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ncstn Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92542

Número de artículo: CM0015485



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NCSTN humano (Nicastrina, subunidad de la gamma-secretasa) para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Útil para la investigación de la enfermedad de Alzheimer y estudios de señalización Notch.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra NCSTN
Observaciones/Alias	ATAG1874; NCSTN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23385
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-578 de NCSTN humano (NP_056146.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92542
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo