

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nctr2 Para Wb Y Elisa - O95944

Número de artículo: CM0004614



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra NCTR2 humano (NKp44, CD336) para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas; es ideal para investigación sobre citotoxicidad de células asesinas naturales y vigilancia inmunológica tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-NCTR2 de conejo
Observaciones/Alias	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dj149M18.1; NCTR2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9436
ID del gen	9436
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-100 de NCTR2 humano (O95944).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O95944
Peso de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo