


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndc1 Para Wb, Elisa - Q9Btx1

Número de artículo: CM0019712



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NDC1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reconoce NDC1 humano, de ratón y de rata (~76kDa), una nucleoporina crítica para el ensamblaje del complejo del poro nuclear. Ideal para investigación de IVD y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NET3; TMEM48; NDC1
Especie	Humano
GeneID	55706
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-530 del NDC1 humano (NP_060557.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BTX1
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo