

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nde1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nxr1

Número de artículo: CM0027815



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-NDE1 validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta la proteína NDE1 humana, de ratón y de rata. Crítico para la orientación del huso mitótico y el desarrollo de la corteza cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NDE; LIS4; MHAC; NUDE; NUDE1; HOM-TES-87; NDE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54820
GeneID	54820
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de NDE1 humana (NP_060138.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NXR1
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo