

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndel1 (Nudel) Para Wb Y Elisa - Q9Gzm8

Número de artículo: CM0025464



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-NDEL1 (NUDEL) de alta calidad validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humanos y ratones. Ideal para estudios de organización de microtúbulos, regulación de dineínas y migración neuronal. Peso molecular: 38 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUDEL/NDEL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L1; NUDEL/NDEL1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	81565
ID del gen	81565
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-345 de NUDEL/NUDEL/NDEL1 humano (NP_110435.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9GZM8
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo