


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ndp52 Para Wb, Elisa - Q13137

Número de artículo: CM0005544



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo de alta calidad contra la NDP52 humana (CALCOCO2), validado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación de la autofagia y la degradación de bacterias intracelulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] NDP52 Rabbit mAb
Notas/Alias	NDP52
Especie	Humana
GeneID (humano)	10241
GeneID	10241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de la NDP52 humana (NP_005822.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q13137
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo