


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndp52 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13137

Número de artículo: CM0027700



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NDP52 para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata; detecta el receptor de xenofagia CALCOCO2; peso molecular ~52 kDa; para investigación en autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDP52 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NDP52
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10241
ID de gen	10241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de la NDP52 humana (NP_005822.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13137
Peso molecular de proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo