


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-NdrG1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92597

Número de artículo: CM0010294



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo anti-NDRG1 está validado para Western blot, IHC (parafina) y ELISA, y presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones en biología tumoral y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-NDRG1
Observaciones/alias	GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; NDRG1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10397
GeneID	10397
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 295-394 de NDRG1 humano (Q92597).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q92597
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo